

WIDEX PerfectDry Lux™

ELEKTRONISK TØRREBOKS



PerfectDry Lux™

- til perfekt tørring og rensning

PerfectDry Lux™ elektronisk tørreboks er perfekt til brug for vedligeholdelse af dine høreapparater og ørepropper.

Lille, bærbar og brugervenlig - med PerfectDry Lux kan du rense og tørre dine høreapparater på kun 45 minutter.

Og fordi tørreboksen bruger ultraviolet (UV) lys, er den fuldkommen hygiejnisk. Dermed nedsættes risikoen for øreinfektion.

- Brugervenlig: Startes blot ved tryk på knap
- Slukker automatisk efter 45 minutters tørring
- Energibesparende: Lavt energiforbrug
- Standardoplader: Kan bruges overalt
- Hygiejnisk: Renser med UV-lys
- Sikkerhed: UV-lyset slukker ved åbning af låget
- Beskytter: Forlænger dine høreapparaters levetid







Perfekt tørring med naturligt flow af opvarmet luft



Hygiejnisk rensning med UV-C-lys



Nem betjening ved berøring af knap



Automatisk temperaturregulering



Standser automatisk efter 45 minutters tørring



Energieffektiv og sikker



Trykt af Rosendahl/2019-01
9 502 3571 010 #02



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C068122



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING